



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Biggs Face Lift Retractor, With Fiber optic

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Biggs Face Lift Retractor, With Fiber optic

SKU RM-BFLR-FO-1

\$99 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Biggs Face Lift Retractor, With Fiber optic	Comprimento de 9" (229 mm), lâmina de 52 mm, feixe de fibra óptica
1	Adaptador Universal para Cabo de Luz	Compatível com conexões Storz, Olympus, Wolf, ACMI
1	Capa / Caixa Protetora	Embalagem padrão de transporte

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Biggs Face Lift Retractor, With Fiber optic é um instrumento premium de cirurgia plástica iluminado, desenvolvido para fornecer elevação tecidual excepcional combinada com iluminação direta e sem sombras durante procedimentos reconstrutivos faciais. Ao canalizar iluminação fria diretamente sob os retalhos cutâneos descolados, este instrumento elimina recessos escuros e permite que os cirurgiões identifiquem claramente os ramos do nervo facial e redes vasculares delicadas.

Projetado para cirurgia estética de precisão, este modelo Biggs Face Lift Retractor, With Fiber optic apresenta um comprimento total de 9 polegadas (229 mm) e uma lâmina larga de 52 mm. A lâmina é contornada com um lábio de retenção suave para manter a tração segura nos tecidos cutâneos sem causar necrose por pressão focal. Integra um feixe de fibra óptica com um conector universal compatível com cabos de luz padrão hospitalar (Storz, Olympus, Wolf e ACMI), permitindo a conexão perfeita às fontes de iluminação de centro cirúrgico existentes.

Fabricado inteiramente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) com fibras ópticas de alta transmissão e acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fornece o Biggs Face Lift Retractor, With Fiber optic não estéril e totalmente autoclavável, oferecendo durabilidade excepcional e clareza

óptica para clínicas de cirurgia estética de alto padrão em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest