



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

DeBakey Rib Spreader

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



DeBakey Rib Spreader

SKU RM-DRS-SET-1

\$449 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	高耐久平行拡張トラックフレーム	直線的な骨拡張を提供するスライドレール (150 mmまたは200 mm)
6 (3対)	着脱式フック状側方ブレード	滑り止め曲線エッジを備えた3対の交換可能ブレード
1	統合型テンションスクリューロック	ユーザーの疲労を最小限に抑える手動回転ロックボルト
2	人間工学に基づいた鉗子延長アーム	滑らかで低侵襲な外縁を持つ軽量ハンドル
1	保護収納ケース/ボックス	標準輸送用パッケージ

製品詳細

DeBakey Rib Spreaderは、開胸心臓手術や主要な肺手術において、安全で広範な肋骨分離と胸壁変位を提供するために特別に設計された最高級の心臓胸部外科用開創器システムです。極めて剛性の高い平行拡張スライドトラックを採用しており、外科医は肋間を滑らかな機械的直線性に沿って拡張でき、組織負荷を均等に分散させることで肋骨骨折や神経血管束の圧迫を防止します。

臨床フレームワークの仕様に基づいて構築されたこのDeBakey Rib Spreaderコンプリートセット（\$449）は、最大150 mmまたは200 mmの拡張制限内で直線的な骨拡張を可能にするヘビーデューティーな平行拡張トラックフレームを特徴としています。プレミアムグレードのドイツ製手術室用プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造されたこのモジュール式システムには、6つの着脱式フック状側方ブレード（滑り止め曲線エッジを備えた3対の交換可能ブレード）と、滑らかでアトラウマティックな外縁を持つ2つの人間工学に基づいた鉗子延長アームが付属しています。統合されたテンションスクリューロック手動回転ロックボルトは、剛性の高い対抗牽引を自動的に維持することで、助手の疲労を軽減します。

反射防止サテンマット仕上げを施したRetractor Maker製のDeBakey Rib Spreaderは、強大な機械的負荷や繰り返される院内オートクレーブサイクルに耐えるよう製造されています。世界中の心血管手術室、胸部外傷ユニット、移植部門に対し、揺る

ぎない構造的信頼性、耐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest