



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Ramas Obwegeser

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Ramas Obwegeser

SKU RM-ORR-22-1

\$49 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador de Ramas Obwegeser	22 cm de longitud total, hoja de rama curva anatómica	\$49
Funda / Caja protectora	Empaque de tránsito individual	\$49

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Ramas Obwegeser es un retractor quirúrgico maxilofacial indispensable, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento de tejido blando seguro y atraumático, así como exposición ósea a lo largo de la rama ascendente de la mandíbula durante la cirugía ortognática. Diseñado con una curva de enganche anatómica que se asienta de forma segura sobre el borde mandibular posterior, este instrumento permite a los cirujanos realizar cortes óseos con sierras recíprocas mientras protege las estructuras vasculares profundas y las ramas del nervio facial de traumatismos accidentales.

Construido para un despeje intraoral sin compromisos, esta configuración del Separador de Ramas Obwegeser presenta una longitud total de herramienta de 22 cm. Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), sus márgenes de hoja pulidos suavemente sostienen la corteza ósea de manera limpia, evitando desgarros mucosos o lesiones por aplastamiento localizado en los músculos masetero y pterigoideo medial. El mango ergonómico proporciona a los asistentes quirúrgicos un apalancamiento manual constante durante osteotomías prolongadas.

Forjado con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker produce el Separador de Ramas Obwegeser para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a las salas de cirugía oral, maxilofacial y reconstructiva facial en todo el mundo una estabilidad mecánica excepcional, resistencia a la corrosión y durabilidad completa en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest