



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Parker-Tommy Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширите ль Parker-Tommy Retractor

SKU RM-PTR-16-1

\$39 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Parker-Tommy Retractor	Общая длина 16 см, асимметричные двухсторонние изогнутые лопатки	\$39
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$39

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Parker-Tommy Retractor — это универсальный двухсторонний хирургический ретрактор, специально разработанный для надежной фиксации краев ран и мягких тканей при проведении общехирургических, ортопедических и пластических операций. Контрастные изогнутые лопатки на противоположных концах центральной рукоятки позволяют хирургической бригаде легко переходить от ретракции поверхностных подкожных тканей к фиксации более глубоких фасций.

Данная конфигурация Parker-Tommy Retractor имеет общую длину 16 см (\$39) и обеспечивает эффективное разведение тканей для наилучшего обзора. Инструмент изготовлен вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса. Геометрия лопаток представляет собой асимметричный двухсторонний профиль с гладкими закругленными краями, которые бережно удерживают края раны, не вызывая травматизации тканей. Плоская центральная рукоятка обеспечивает ассистентам стабильный захват без усталости рук в течение всей операции.

Ранорасширитель Parker-Tommy Retractor от Retractor Maker с антибликовым сатиновым матовым покрытием выдерживает многократные циклы стерилизации, обладает высокой коррозионной стойкостью, структурной жесткостью и долговечностью при автоклавировании, что делает его идеальным выбором для операционных залов, травматологических центров и амбулаторных клиник по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest