



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Sculpo Endoscopic Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Sculpo Endoscopic Retractor

SKU RM-SER-180-1

\$229 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Sculpo Endoscopic Retractor	180 × 25 mm Klinge, Arretierhahn, vergoldeter Griff
1	Optikkanal-Feststellschraube	Integriert 5 mm oder 10 mm Endoskope sicher
1	Schutzhülle / Box	Standard-Transportverpackung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Sculpo Endoscopic Retractor ist ein spezialisierter ästhetisch-chirurgischer Retraktor der Premiumklasse, der speziell für die expansive Anhebung optischer Taschen und die stabile Ausrichtung der Optik während der endoskopischen plastischen Chirurgie entwickelt wurde. Das Instrument unterstützt subkutane Hautlappen und erzeugt einen starren optischen Hohlraum, während es die endoskopische Kamera stabilisiert, sodass plastische Chirurgen subgaleale und subfasziale Dissektionen unter vollständiger visueller Kontrolle durchführen können.

Konzipiert für hohe Frequenzen in Autoklaven-Sterilisationszyklen und mit einer lebenslangen Garantie gegen Rost und Herstellungsfehler ausgestattet, bietet diese Konfiguration des Sculpo Endoscopic Retractor Klingenmaße von 180 mm Länge × 25 mm Breite (\$229). Das aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) handgefertigte Instrument verfügt über eine integrierte Teleskophalterung mit einem eingebauten Arretier-Hahnmechanismus, um ein 10 mm oder 5 mm Optiksistem nahtlos auszurichten und zu fixieren. Die Griffbaugruppe integriert ein einendiges Klingen-Chassis in einen spezialisierten vergoldeten Griffrahmen, der einen stabilen und ermüdungsfreien manuellen Hebel gewährleistet.

Mit einem blendfreien satinierten Mattfinish auf der Klinge und einem rutschfesten, goldakzentuierten Griff wird der Sculpo Endoscopic Retractor von Retractor Maker nach strengen klinischen Toleranzen gefertigt. Er bietet außergewöhnliche mechanische Stabilität, optische Klarheit und vollständige Autoklaven-Beständigkeit für

Zentren für kosmetische, plastische und endoskopische Chirurgie weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest