



# RETRACTOR MAKER

## БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Грудной ретрактор Tebbetts Breast Retractor

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



## Грудной ретрактор Tebbetts Breast Retractor

**SKU** RM-TBR-64-1

**\$64 USD**

### ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

| РАЗМЕР / ВАРИАНТ                                                                                                            | SKU / ДЕТАЛИ  | ЦЕНА (USD) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 9 cm × 24 mm — С зубцами или Без зубцов — Субмаммарный доступ, диссекция перiareолярного кармана                            | RM-TBR-64-1-1 | \$64       |
| 15 cm × 24 mm — С зубцами или без зубцов — Формирование глубокого субпекторального кармана и трансаксиллярная маммопластика | RM-TBR-64-1-2 | \$64       |

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Грудной ретрактор Tebbetts Breast Retractor — это признанный во всем мире инструмент для эстетической пластической хирургии, специально разработанный для точной элевации тканей и визуализации кармана во время аугментационной маммопластики. Благодаря изогнутому сужающемуся профилю лопатки, этот инструмент позволяет хирургу чисто отслаивать большую грудную мышцу, создавая беспрепятственный доступ для установки грудного имплантата.

Серия Tebbetts Breast Retractor (\$64) отличается высокой прочностью и пожизненной гарантией от коррозии, предлагая возможности индивидуальной настройки за счет различных размеров лопаток и конфигураций рабочих кромок. Изготовленный вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса, инструмент доступен в двух размерах: 9 cm × 24 mm для стандартных субмаммарных разрезов и удлиненный 15 cm × 24 mm для глубокой диссекции субпекторального кармана. Хирурги могут выбрать исполнение With Teeth для оптимальной фиксации тканей и предотвращения выскальзывания, либо Without Teeth (Smooth End) для максимально атравматичной манипуляции с мягкими тканями. Эргономичная рукоятка обеспечивает комфортное ручное усилие без утомления.

Retractor Maker производит Tebbetts Breast Retractor с антибликовым сатиновым покрытием, выдерживающим многократные циклы автоклавирования, обеспечивая отделения пластической, косметической и онкологической реконструктивной хирургии по всему миру надежным и долговечным инструментом.



## БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

### КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Веб-сайты

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest