



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Bauer 下顎切痕用口内開創器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Bauer 下顎切痕用口内開創器

SKU RM-BSNIOR-1

\$79 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
導光体なし (左用または右用)	RM-BSNIOR-1-1	\$79
ファイバー導光体付 (左用または右用)	RM-BSNIOR-1-2	\$149

製品詳細

Bauer 下顎切痕用口内開創器は、顎矯正手術や再建手術において、下顎枝の確実かつ安定した術野確保を目的として特別に設計された顎顔面外科用開創器です。下顎切痕に直接適合するように輪郭形成された解剖学的形状の先端部により、術者は咬筋や骨膜包を骨切り器具から安全に排除することができます。

手技の汎用性を高めるため、この Bauer 下顎切痕用口内開創器は患者の解剖学的構造に合わせて「左用」および「右用」のノッチ方向が用意されています。わずかに湾曲したブレードと中空のフック型ハンドルを組み合わせることで、人間工学に基づいたレバレッジと疲労の少ない操作性を実現しました。標準モデル（\$79）と、深部の口腔内通路へ影のない照明を届ける統合型ファイバーオプティック導光路を備えた照明付き構成（\$149）から選択可能です。

眩しさを抑えるサテン仕上げを施した医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）で製造されており、Retractor Maker は本製品を非滅菌、完全オートクレーブ対応の保護包装で提供し、顎顔面外科医に高い耐久性と手術の精度をもたらします。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest