



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Weitlaner Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Weitlaner Retractor

SKU RM-WR-SERIES-1

\$94 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
4" から 4 ½" (10–11.5 cm) — 2×2 または 2×3 鈍鉤	RM-WR-SERIES-1-1	\$94
5" から 5 ½" (13–14 cm) — 3×4 爪	RM-WR-SERIES-1-2	\$99
6 ½" (16.5 cm) — 3×4 爪	RM-WR-SERIES-1-3	\$104
8" (20 cm) — 3×4 鈍/鋭鉤	RM-WR-SERIES-1-4	\$109
9 ½" to 10" (24–25.5 cm) — 5×6 爪	RM-WR-SERIES-1-5	\$114

製品詳細

Weitlaner Retractorは、一般外科、整形外科、形成外科、および脳神経外科の手術において、信頼性の高いハンズフリーな軟部組織および創縁の分離を提供するために特別に設計された、国際的に高く評価されている自動開創器です。確実な機械的ラチェットロックによって制御される外側に湾曲した多爪状のジョーを備えたこの器具は、切開縁を持続的な張力下で保持し、助手の疲労を排除しながら、術野の視認性を妨げることなく確保します。

臨床的枠組みの仕様に基づいて構築されたこのRetractor MakerのWeitlaner Retractorラインは、5つの主要な全長にわたる広範なサイズ展開を特徴としています。小切開用の2×2または2×3爪を備えた4"～4 ½" (10–11.5 cm, \$94)、中程度の創傷用の3×4爪を備えた5"～5 ½" (13–14 cm, \$99)、一般外科および脊椎外科用の3×4爪を備えた6 ½" (16.5 cm, \$104)、深部組織の開創用の3×4爪を備えた8" (20 cm, \$109)、そして最大深度と重厚な筋肉の露出のための5×6爪を備えた9 ½"～10" (24–25.5 cm, \$114)を用意しています。プレミアムなプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作りされており、組織の感受性に合わせて鋭型または鈍型の爪プロファイルを選択可能です。

反射防止のサテンマット仕上げで鍛造されたRetractor MakerのWeitlaner Retractorは、病院での繰り返しのオートクレーブサイクルに耐えるよう製造されており、世界中の手術室、外傷センター、外来手術センターに優れた機械的耐久性、耐食性、

および完全な臨床的信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest