



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель B-Z Weitlaner Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширите ль B-Z Weitlaner Retractor

SKU RM-BZWR-1

\$339 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
B-Z Weitlaner Retractor	Общая длина 28 см, тупые зубцы 4×4 глубиной 83 mm, угол 90°	\$339
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$339

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель B-Z Weitlaner Retractor — это специализированный самодержащийся инструмент для глубокого доступа, обеспечивающий мощную и стабильную экспозицию в сложных ортопедических, спинальных и общехирургических вмешательствах. Благодаря увеличенной общей длине 28 см, этот инструмент позволяет хирургическим бригадам поддерживать широкий операционный коридор в глубоких полостях без необходимости привлечения ассистента.

Разработанный для мощной мышечной ретракции, данный вариант B-Z Weitlaner Retractor имеет шасси, изогнутое под углом 90 градусов, что позволяет кольцевым рукояткам располагаться плоско по контуру пациента, освобождая операционное поле для электроинструментов и микроскопов. Рабочая часть оснащена браншами глубиной 83 mm с конфигурацией тупых зубцов 4×4, обеспечивающими исключительный захват тканей при минимизации травматизации прилегающих нервных и сосудистых структур. Интегрированная механическая кремальера надежно фиксируется на различной ширине.

Изготовленный из медицинской нержавеющей стали с антибликовым сатинированным покрытием, Retractor Maker производит B-Z Weitlaner Retractor в строгом соответствии с клиническими допусками, гарантируя плавный ход замка, высокую коррозионную стойкость и полную долговечность при автоклавировании.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)