



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Tebbetts Glasfaser-Brustvergrößerungs-Wundhaken

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Tebbetts Glasfaser-Brustvergrößerungs-Wundhaken

SKU RM-TFOBAR-1

\$259 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Ohne Lichtquelle — 13 wählbare Größen (Mit/Ohne Zähne) — Universeller Glasfaserkabel-Adapter (Storz/Wolf/Olympus/ACMI)	RM-TFOBAR-1-1	\$259
Mit kabelloser LED-Quelle — 13 wählbare Größen (Mit/Ohne Zähne) — Kabellose batteriebetriebene LED-Lichteinheit (AA-Batterie, gassterilisierbar)	RM-TFOBAR-1-2	\$335

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Tebbetts Glasfaser-Brustvergrößerungs-Wundhaken ist ein erstklassiger, beleuchteter ästhetisch-chirurgischer Retraktor, der speziell entwickelt wurde, um die atraumatische Weichteilelevation mit direkter, schattenfreier Ausleuchtung in tiefen Brusttaschen zu kombinieren. Durch die Leitung von kühlem, hochintensivem Licht direkt zur distalen Arbeitsklinge ermöglicht dieses Instrument dem plastischen Chirurgen eine vollständige Hämostasekontrolle, die Inspektion der Taschenränder und die Durchtrennung von Pectoralisfasern mit absoluter visueller Sicherheit.

Der Tebbetts Glasfaser-Brustvergrößerungs-Wundhaken wurde zur Minimierung der Ermüdung des Anwenders bei langen Operationen konzipiert und verfügt über einen ergonomischen Griff sowie eine hochgradig anpassbare Größenmatrix in 13 Klingenabmessungen: 80×16, 90×27, 110×25, 120×25, 130×16, 130×25, 150×25, 150×30, 150×36, 180×16, 180×25, 190×36 und 220×27 mm. Handgefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), können Chirurgen zwischen einer gezahnten Klinge (With Teeth) zur Rutschsicherung auf fibrösem Gewebe oder einer glatten Ausführung (Without Teeth/Smooth End) zur atraumatischen Manipulation wählen. Das Lichtquellen-Paket bietet zwei Optionen: Ohne Lichtquelle (\$259) für vorhandene Glasfaserkabel oder Mit wiederverwendbarer kabelloser

LED-Lichtquelle (\$335), die gassterilisierbar ist, mit AA-Batterien betrieben wird und ein exzellentes weißes, helles Licht liefert.

Geschmiedet mit einem blendfreien satinierten Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Tebbetts Glasfaser-Brustvergrößerungs-Wundhaken so, dass er wiederholten Sterilisationszyklen im Krankenhaus standhält. Er bietet Kliniken für kosmetische Chirurgie und plastisch-rekonstruktiven Chirurgie-Suiten weltweit eine außergewöhnliche optische Übertragung, strukturelle Steifigkeit und vollständige klinische Haltbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest