



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Converse Nazal Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Converse Nazal Ekartör

SKU RM-CNR-45-1

\$69 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Fiber Optik Işıksız	RM-CNR-45-1-1	\$69
Fiber Optik Işıklı	RM-CNR-45-1-2	\$209

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Converse Nazal Ekartör, burun deri zarfı, kıkırdak çatı ve dorsal periostun sabit ve atravmatik elevasyonunu sağlamak için özel olarak tasarlanmış, endüstri standardı bir rinoplasti cerrahi ekartördür. Optimal aşağı doğru açıyla tasarlanan bu alet, cerrahların kemik ve kıkırdak dorsuma net operatif erişim sağlamasına olanak tanırken, üzerindeki deri flebini fokal morarmalardan korur.

Prosedürel adaptasyon için üretilen bu Converse Nazal Ekartör modeli, 11.0 mm genişliğinde ve 44.0 mm uzunluğunda konik uç profili ile eşleşen 4 ½ inç (11.4 cm) toplam uzunluğa sahiptir. Alet iki fonksiyonel seçenekte sunulmaktadır: standart aydınlatmasız model (\$69) ve parlak, gölgesiz aydınlatmayı doğrudan derin cerrahi cebe yansıtan entegre bir fiber optik ışık demeti içeren premium aydınlatmalı konfigürasyon (\$209). Işık demeti, standart ameliyathane ışık kaynakları (Storz, Olympus, Wolf, ACMI) ile uyumlu universal bir bağlantı parçası içerir.

Yansıma yapmayan saten mat kaplamalı, birinci sınıf medikal sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten işlenen Retractor Maker, Converse Nazal Ekartörü hastanedeki tekrarlayan sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretir; plastik ve KBB cerrahi merkezlerine olağanüstü optik netlik, korozyon direnci ve klinik uzun ömür sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest