



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Anderson-Adson selbsthaltender Kleinhirnspreizer

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Anderson-Adson selbsthaltender Kleinhirnspreizer r

SKU RM-AASCR-1

\$199 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Klein — 6.5 in, 4x4 scharfe Zinken	RM-AASCR-1-1	\$189
Standard — 7.5 in (19 cm), 4x4 scharfe Zinken, 13 mm Tiefe	RM-AASCR-1-2	\$199
Groß — 9.5 in, 4x4-zinkig scharf	RM-AASCR-1-3	\$214

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Anderson-Adson selbsthaltende Kleinhirnspreizer ist ein spezialisiertes neurochirurgisches Instrument zur kraftvollen, freihändigen Retraktion von Kopfhaut und Muskulatur bei posterioren kranialen und hochzervikalen Eingriffen. Durch kontinuierliche, arretierte Gegenzugkraft auf die dichte paraspinale und subokzipitale Muskulatur entlastet dieses Instrument das Operationsteam und verhindert Sichtbehinderungen im Operationsfeld.

Diese für die tiefe Freilegung der Fossa posterior entwickelte Konfiguration des Anderson-Adson selbsthaltenden Kleinhirnspreizers verfügt über eine Gesamtlänge von 19 cm und eine abgewinkelte Rahmengeometrie, die die Griffe flach an die Körperkonturen des Patienten anlegt. Die Arbeitsenden sind mit 4x4 scharfen Zinken und einer integrierten 13,0 mm Blatattiefe ausgestattet, die sicher in dicken Faszien verankert werden, ohne zu verrutschen. Der mechanische Ringgriff-Ratschenmechanismus erlaubt fein justierbare Spreizeinstellungen, die auch unter hoher Gewebespannung sicher arretiert bleiben.

Geschmiedet aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit blendfreiem Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Anderson-Adson selbsthaltenden Kleinhirnspreizer nach strengen klinischen Toleranzen. Dies garantiert ein reibungsloses Einrasten der Sperre, hohe Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest