



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Kocher Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Kocher Retractor

SKU RM-KCR-1

\$49 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	20.3 cm Ausführung mit 20 mm × 12 mm Blatt	Klinische Hauptfunktion: Oberflächliche Wundrand- und Schilddrüsenlappenanhebung · Preis (USD): \$49.00
1	21 cm Ausführung mit 8×25, 12×40, 12×45 mm Blättern	Klinische Hauptfunktion: Intermediäre Weichteilretraktion und Appendektomie · Preis (USD): \$54.00
1	21 cm Ausführung mit 12×60, 12×65 mm Blättern	Klinische Hauptfunktion: Tiefe Faszienretraktion und Halten der Extremitätenmuskulatur · Preis (USD): \$54.00
1	23 cm Ausführung mit 18×40, 20×38, 20×60 mm Blättern	Klinische Hauptfunktion: Standard-Laparotomie beim Erwachsenen und orthopädische Gelenkexposition · Preis (USD): \$64.00
1	23 cm Ausführung mit 25×60, 30×75, 40×75 mm Blättern	Klinische Hauptfunktion: Breite Muskelverdrängung in der Becken- und Hüftchirurgie · Preis (USD): \$64.00
1	Schutzhülle / Box	Klinische Hauptfunktion: Standard-Transportverpackung · Preis (USD): Inbegriffen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Kocher Retractor ist ein essenzieller manueller Wundhaken, der speziell für die zuverlässige, tiefe Weichteilverdrängung und das Halten von Muskeln bei allgemein-, schilddrüsen- und orthopädisch-chirurgischen Eingriffen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem verlängerten, rechtwinkligen Blatt, das in einer weichen

Haltekante endet, ermöglicht dieses Instrument dem chirurgischen Assistenten eine konstante, rutschfeste Gegentraktion auf dicken Gewebeschichten, ohne darunter liegende Strukturen zu quetschen.

Für eine vollständige prozedurale Anpassungsfähigkeit behält diese Kocher Retractor Serie das feste Fingerring-Layout bei und bietet gleichzeitig hochadaptive Größenmenüs, die Instrumentenlänge und Blattabmessungen kombinieren. Das Instrument ist in vier Gesamtlängen erhältlich: 20.3 cm (\$49), 21 cm (\$54), 22.8 cm (\$59) und 23 cm (\$64). Chirurgen können aus 12 verschiedenen Konfigurationen wählen, darunter 20.3 cm mit einem 20 × 12 mm Blatt, 21 cm Varianten mit Blättern von 8 × 25 mm bis 12 × 65 mm sowie 23 cm Varianten mit breiten Blättern von 18 × 40 mm bis 40 × 75 mm.

Handgefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) in Chirurgiequalität mit reflexionsfreiem seidenmatten Finish, fertigt Retractor Maker den Kocher Retractor so, dass er wiederholten Sterilisationszyklen standhält. Er bietet hohe Korrosionsbeständigkeit, unnachgiebige strukturelle Steifigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit für Operationssäle weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest