



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Kelly Sims 腫レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Kelly Sims 膣レトラクター

SKU RM-KSVR-1

\$84 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
18 cm	RM-KSVR-1-1	\$84
20 cm	RM-KSVR-1-2	\$89
23 cm	RM-KSVR-1-3	\$94
26 cm	RM-KSVR-1-4	\$99

製品詳細

Kelly Sims 膣レトラクターは、深部で安定した膣壁変位と膣断端の可視化を実現するために設計された、婦人科および骨盤再建外科において不可欠な手術器具です。最高品質のドイツ製サージカルグレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造されており、後膣壁や骨盤底をスムーズに圧排し、粘膜の裂傷を引き起こすことなく頸部や膣円蓋への広範な術野を構築します。

多様な解剖学的深度に対応するため、18 cm (\$84)、20 cm (\$89)、23 cm (\$94)、26 cm (\$99)の4種類の全長から選択可能です。また、ブレードサイズも57 mm × 25 mm、70 mm × 32 mm、そして広範囲をカバーする76 mm × 38 mmの3つのフットプリントを揃えています。滑らかに成形された丸みのあるブレード先端は組織損傷を防ぎ、人間工学に基づいたドロップハンドルは、長時間の骨盤底修復術においてもアシスタントに安定した滑りにくい手動レバレッジを提供します。

Retractor Makerは、光の反射を抑えるサテンマット仕上げを施し、繰り返しの滅菌サイクルに耐えうる耐久性と耐食性を備えた本製品を製造しています。世界中の産婦人科および泌尿婦人科チームに、完全なオートクレーブ対応と卓越した品質を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest