



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Hohmann Retractor Kare Uçlu

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Hohmann Retractor Kare Uçlu

SKU RM-HRSE-1

\$74 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
8 ½" (21.59 cm) — Kare distal uçlu eğri bıçak	RM-HRSE-1-1	\$74
9 ½" (24.13 cm) — Kare distal uçlu eğri bıçak	RM-HRSE-1-2	\$79

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Hohmann Retractor Kare Uçlu, eklem artroplastisi ve uzun kemik kırığı onarımı sırasında geniş, stabil kemik manivelası ve yumuşak doku deplasmanı sağlamak için özel olarak tasarlanmış özel bir ortopedik cerrahi alettir. Belirgin kare distal uç ile tasarlanan bu ekartör, karşı traksiyon kuvvetlerini geniş bir kortikal temas yüzeyine dağıtarak düz kemik düzlemlerinde lokalize kemik girintilerini veya kaymayı önler.

Güvenilir eklem boşluğu ekstraksiyonu için üretilen bu Hohmann Retractor Kare Uçlu modeli iki farklı toplam alet uzunluğunda mevcuttur: standart ekartasyonlar için 8 ½-inç (21.59 cm) konfigürasyon (\$74) ve daha derin operasyon alanları için uzatılmış 9 ½-inç (24.13 cm) konfigürasyon (\$79). Kare uçlu bıçağı femoral veya tibial kortekse sıkıca oturarak, cerrahi asistanların statik bir görsel koridoru korurken minimum çabayla ağır kas planlarını yükseltmesine olanak tanır.

Yansıma yapmayan saten mat kaplamalı birinci sınıf tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, Hohmann Retractor Kare Uçlu modelini ağır mekanik yüklere ve tekrarlanan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üreterek dünya çapındaki ortopedik cerrahi merkezlerine sarsılmaz klinik dayanıklılık, yüksek korozyon direnci ve tam güvenilirlik sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest