



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Sistema de Afastador Thompson

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Sistema de Afastador Thompson

SKU RM-TRS-1

\$2,499 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
2	Grampo de Trilho Elite	Suporte de montagem lateral para trilho de 22" (55.9 cm) de alta resistência
1	Braço com Ângulo Duplo	22" (7" x 9" x 7" / 17.8 x 22.9 x 17.8 cm)
1	Braço com Ângulo Lateral	19" (12" x 7" / 30.5 x 17.8 cm) @ 45° (3/8" de diâmetro)
2	Braços com Ângulo Lateral	17" (10" x 7" / 25.4 x 17.8 cm) @ 45° (3/8" de diâmetro)
1	Barra Transversal Bilateral (Articulada)	34" (11½" x 8½" x 11½" / 29.2 x 21.6 x 29.2 cm)
3	Cam Clip-On	Clipes deslizantes de estrutura de conexão rápida
1	Cabo Microajustável	10" (25.4 cm) com parafuso de tensão de precisão
3	Valvas Balfour com Bordas	83 x 73 mm, 83 x 123 mm, 83 x 175 mm
3	Valvas Balfour Largas	Intercambiáveis, suporte amplo para parede muscular
1	Valva Harrington (Sweetheart)	114 x 254 mm (4½" x 10") para suporte de órgãos profundos
9	Valvas Kelly Intercambiáveis	3" x 3½" (7.6 x 8.9 cm) ângulo reto padrão

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Conjunto de Valvas Maleáveis Intercambiáveis	25×190 mm, 51×254 mm, 76×254 mm, 102×254 mm
2	Valvas St. Marks Intercambiáveis	51 × 152 mm (2" × 6") com borda profunda
1	Caixa de Armazenamento	Estojo de madeira com compartimentos acolchoados personalizados

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Sistema de Afastador Thompson é uma plataforma de afastamento autoestático de trilho duplo montada na mesa, projetada para eliminar a fadiga do assistente e manter a visibilidade operatória sólida em cavidades anatômicas profundas. Construído para disciplinas cirúrgicas exigentes, sua estrutura modular ancora-se com segurança em ambos os trilhos da mesa cirúrgica usando dois grampos Elite de alta resistência, suportando uma barra transversal articulada bilateral independente e múltiplos braços articulados angulados que distribuem a contra-tração uniformemente através de feridas cirúrgicas amplas.

Projetado para suportar as pesadas cargas de retração exigidas em transplantes de fígado, reconstruções vasculares abertas, ressecções hepatobiliares e disseções pélvicas radicais, o Sistema de Afastador Thompson incorpora acessórios Cam Clip-On de conexão rápida juntamente com cabos microajustáveis de rosca fina. O sistema é acompanhado por um inventário diversificado de valvas cirúrgicas, incluindo valvas Balfour com borda e largas, Harrington Sweethearts viscerais profundas, valvas pélvicas St. Marks, afastadores Kelly padrão e fitas maleáveis de várias larguras que se adaptam suavemente à anatomia irregular do paciente.

Forjado exclusivamente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico não magnético com acabamento acetinado antirreflexo especializado, a Retractor Maker fornece o Sistema de Afastador Thompson não estéril e totalmente autoclavável dentro de uma caixa de armazenamento de madeira personalizada, projetada para transporte organizado e preparação de bandejas cirúrgicas.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)