



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de côtes Burford Rib Spreader

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de côtes Burford Rib Spreader

SKU RM-BRS-SERIES-1

\$359 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Option 3 (Écartement compact) — 200 mm maximum spread — 1 pair 47×62 mm + 1 pair 65×62 mm lateral blades	RM-BRS-SERIES-1-1	\$359
Option 1 (Écartement moyen) — 260 mm maximum spread — 1 pair 47×62 mm + 1 pair 65×62 mm lateral blades	RM-BRS-SERIES-1-2	\$379
Option 2 (Écartement maximum) — 300 mm maximum spread — 1 pair 47×62 mm + 1 pair 65×62 mm lateral blades	RM-BRS-SERIES-1-3	\$399

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Burford Rib Spreader est un système de rétraction chirurgicale thoracique de renommée internationale, conçu spécifiquement pour assurer une séparation costale contrôlée et atraumatique ainsi qu'une exposition de la paroi thoracique lors d'interventions pulmonaires, œsophagiennes et cardiovasculaires majeures. Équipé d'un rail coulissant parallèle robuste et de valves courbes interchangeables, cet instrument permet aux chirurgiens de répartir uniformément les forces de distraction mécanique sur les côtes adjacentes, prévenant ainsi les fractures costales peropératoires tout en maintenant un champ opératoire statique et large.

Adapté à diverses morphologies de patients et approches opératoires, ce kit Burford Rib Spreader se décline en trois configurations selon les exigences chirurgicales. L'Option 1 (Medium Spread, \$379) permet un écartement de 260 mm ; l'Option 2 (Maximum Spread, \$399) offre un écartement étendu de 300 mm pour les expositions thoraciques profondes et bariatriques ; et l'Option 3 (Compact Spread, \$359) propose un écartement de 200 mm. Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), chaque kit de cadre est livré complet avec une paire de valves latérales peu profondes (47 mm × 62 mm) et

une paire de valves profondes (65 mm × 62 mm) pour s'adapter aux différentes épaisseurs de parois thoraciques.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique le Burford Rib Spreader pour résister à des couples mécaniques élevés et à des cycles de stérilisation hospitaliers répétés, offrant aux blocs de chirurgie cardiothoracique, de traumatologie et de transplantation pulmonaire du monde entier une rigidité structurelle exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une durabilité totale à l'autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest