



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Breast Engler Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Afastador Breast Engler Retractor

SKU RM-BER-OPT-1

\$139 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Breast Engler Retractor	Lâmina de 65 x 12 mm com feixe de fibra óptica integrado
1	Encaixe Universal para Cabo de Luz	Conecta-se a cabos de luz padrão de CO
1	Luva Protetora / Caixa	Embalagem de transporte padrão

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Breast Engler Retractor é um afastador cirúrgico iluminado indispensável, projetado especificamente para fornecer visualização superior da bolsa e elevação suave do parênquima durante cirurgias mamárias estéticas e reconstrutivas. Projetado com um feixe de fibra óptica integrado, este instrumento projeta iluminação fria e sem sombras diretamente nos planos subglandulares e subpeitorais profundos, eliminando recessos escuros sem a necessidade de fotóforos externos volumosos.

Construído para se adequar à delicada anatomia mamária, esta configuração do Breast Engler Retractor apresenta um perfil de lâmina fabricado com precisão de 65 mm de comprimento por 12 mm de largura (\$139). Sua arquitetura estreita e alongada desliza sem esforço através de incisões inframamárias ou periareolares mínimas, enquanto fornece alavancagem mecânica firme para elevar retalhos do músculo peitoral. O conector universal de fibra óptica integra-se perfeitamente aos cabos de fonte de luz padrão de centros cirúrgicos, garantindo versatilidade na conectividade clínica.

Fabricado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico e fibras de vidro óptico de alta transmissão com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fornece o Breast Engler Retractor não estéril e totalmente autoclavável dentro de embalagem protetora, proporcionando

aos cirurgiões plásticos, mastologistas e oncologistas alta durabilidade e clareza cirúrgica.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)