



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Beckman-Weitlaner
самоудерживающийся

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ранорасширитель Beckman-Weitlaner самоудерживающийся

SKU RM-BWSRR-1

\$149 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
14 cm	RM-BWSRR-1-1	\$149
16.5 cm	RM-BWSRR-1-2	\$154
21.5 cm	RM-BWSRR-1-3	\$159
24 cm	RM-BWSRR-1-4	\$164
30.5 cm	RM-BWSRR-1-5	\$169
31 cm	RM-BWSRR-1-6	\$174

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Самоудерживающийся ранорасширитель Beckman-Weitlaner является незаменимым инструментом для глубоких тканей, разработанным для обеспечения стабильного доступа без участия ассистента при спинальных, ортопедических и нейрохирургических вмешательствах. Благодаря специальным шарнирным браншам, которые артикулируют независимо, этот инструмент плавно адаптируется к неровным контурам раны, снижая утомляемость персонала и поддерживая постоянную экспозицию в асимметричных разрезах.

Разработанный для различных процедурных задач, ранорасширитель Beckman-Weitlaner от Retractor Maker выпускается в шести стандартных вариантах длины: 14 см (\$149), 16.5 см (\$154), 21.5 см (\$159), 24 см (\$164), 30.5 см (\$169) и 31 см (\$174). Хирурги могут выбрать конфигурацию зубцов 3×4 или 4×4: острые кончики для надежной фиксации фасций или тупые для безопасной защиты глубоких сосудистых и висцеральных структур. Встроенный реечный замок с кольцевыми рукоятками

поддерживает заданное натяжение даже при значительном сопротивлении тканей.

Изготовленный из высококачественной медицинской нержавеющей стали с антибликовым сатиновым покрытием, ранорасширитель Beckman-Weitlaner от Retractor Maker выдерживает многократные циклы стерилизации, обеспечивая хирургическим бригадам надежную фиксацию, плавную артикуляцию и долговечность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest