



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

EMORY Endo-Plastic Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



EMORY Endo-Plastic Ekartör

SKU RM-EEPR-1

\$309 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
EMORY Endo-Plastic Ekartör	10" (254 mm) uzunluk, 1" (25.4 mm) uç, 10 mm skop kanalı	\$309
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$309

ÜRÜN AÇIKLAMASI

EMORY Endo-Plastic Ekartör, endoskopik görüntüleme için sert bir optik koridor sağlarken geniş bir optik boşluk elevasyonu sunmak üzere özel olarak tasarlanmış birinci sınıf bir endoskopik estetik cerrahi aletidir. Minimal invaziv estetik diseksiyonlar için tasarlanan bu alet, cerrahların endoskopik kamera optiklerini temiz tutarak ve doğrudan diseksiyon düzleminin üzerinde konumlandırarak künt subpektoral ve subgaleal düzlem ayrımı yapmalarına olanak tanır.

Titiz cerrahi toleranslarla üretilen bu EMORY Endo-Plastic Ekartör konfigürasyonu, 10 inç (254 mm) uzatılmış toplam bıçak uzunluğuna (\$309) ve 1 inç (25.4 mm) genişliğinde bıçak ucuna sahiptir. Cihaz, kamera titremesini ortadan kaldıran ve sabit, aydınlatılmış bir optik tünel sağlayan, 10 mm endoskoplar için optimize edilmiş entegre bir skop kılavuz kanalıyla özel olarak tasarlanmıştır. Ergonomik sapı, rafine dokunsal geri bildirim sunarak cerrahların kas yırtılmasına neden olmadan doku düzlemlerini zahmetsizce diseke etmelerini sağlar.

Yansıma yapmayan saten mat yüzeyli, tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten üretilen Retractor Maker, EMORY Endo-Plastic Ekartörü koruyucu ambalaj içinde steril olmayan ve tamamen otoklavlanabilir şekilde sunarak kozmetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi merkezlerine yüksek dayanıklılık, hassas optik uyumluluğu ve klinik uzun ömür sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest