



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Pescoço Condilar Awty

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador de Pescoço Condilar Awty

SKU RM-ACNR-1

\$59 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador de Pescoço Condilar Awty	Comprimento total de 22 cm, lâmina condilar curva	\$59
Luva Protetora / Caixa	Embalagem de transporte individual	\$59

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Pescoço Condilar Awty é um afastador cirúrgico bucomaxilofacial essencial, projetado especificamente para fornecer exposição segura e estável do colo condilar e da região subcondilar da mandíbula. Projetado com uma extremidade de trabalho anatomicamente curvada que se encaixa firmemente atrás da borda posterior do ramo ascendente, este instrumento protege os ramos do nervo facial e os vasos maxilares internos contra serras oscilantes e brocas rotativas.

Projetado para acesso oral e bucomaxilofacial em espaços profundos, esta configuração do Afastador de Pescoço Condilar Awty apresenta um comprimento total de 22 cm, mantendo as mãos do assistente fora do campo operatório do cirurgião. Seu cabo ergonômico avançado integra contornos que aumentam o conforto e otimizam a sensibilidade tátil, oferecendo controle superior e reduzindo significativamente a fadiga manual durante osteotomias ortognáticas prolongadas.

Usinado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento fosco acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador de Pescoço Condilar Awty para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, fornecendo às salas de cirurgia oral, bucomaxilofacial e plástica um instrumento indispensável para reconstrução de trauma e cirurgia de ramo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)