



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Wullstein Weitlaner
самодержащийся

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ранорасширитель Wullstein Weitlaner самодержащийся

SKU RM-WWSRR-1

\$44 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Компактный (4", 4 ¼", 4 ½") — Прямой / Изогнутый; зубцы 2×2 или 2×3	RM-WWSRR-1-1	\$44
Средний (5 ⅛", 5.5", 6", 6 ½") — Прямой / Изогнутый; зубцы 2×3, 3×3 или 3×4	RM-WWSRR-1-2	\$59
Удлиненный (8", 9 ½", 10") — Прямой / Изогнутый; зубцы 3×3 или 3×4	RM-WWSRR-1-3	\$79

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Wullstein Weitlaner самодержащийся — это признанный во всем мире хирургический расширитель, разработанный специально для надежной фиксации мягких тканей и надкостницы в ограниченном операционном поле без участия ассистента. Оснащенный изогнутыми наружу многозубчатыми браншами и встроенным механическим замком-кремальерой, этот инструмент поддерживает постоянную калиброванную тягу краев раны, устраняя усталость рук ассистента и сохраняя открытым обзор под операционным микроскопом.

Серия Wullstein Weitlaner от Retractor Maker рассчитана на частые циклы стерилизации и автоклавирования и включает широкий размерный ряд из десяти вариантов длины: 4" (\$44), 4 ¼" (\$49), 4 ½" (\$54), 5 ⅛" (\$59), 5.5" (\$64), 6" (\$69), 6 ½" (\$74), 8" (\$79), 9 ½" (\$84) и 10" (\$89). Инструмент изготавливается вручную из высококачественной немецкой медицинской стали и доступен с прямым или изогнутым профилем бранш, а также с конфигурацией зубцов 2×2, 2×3, 3×3 или 3×4. Хирурги могут выбрать тупые кончики для безопасной атравматичной ретракции вблизи сосудов или острые кончики для надежной фиксации на плотных слоях дермы или фасций.

Инструмент имеет антибликовое сатиновое покрытие. Retractor Maker производит Wullstein Weitlaner самодержащийся в соответствии со строгими клиническими стандартами, обеспечивая отделения отоларингологии, нейрохирургии и пластической хирургии по всему миру изделиями с исключительной коррозионной стойкостью и механической стабильностью.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)