



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Anderson-Adson Otomatik Serebellar Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Anderson-Adson Otomatik Serebellar Ekartör

SKU RM-AASCR-1

\$199 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Küçük — 6.5 in, 4x4 keskin dişli	RM-AASCR-1-1	\$189
Standart — 7.5 in (19 cm), 4x4 keskin dişli, 13 mm derinlik	RM-AASCR-1-2	\$199
Büyük — 9.5 in, 4x4 keskin dişli	RM-AASCR-1-3	\$214

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Anderson-Adson Otomatik Serebellar Ekartör, posterior kraniyal ve üst servikal operasyonlar sırasında güçlü ve eller serbest kafa derisi ve kas retraksiyonu sağlamak üzere tasarlanmış uzman bir nöroşirürji aletidir. Yoğun paraspinal ve suboksipital kas grubu üzerinde sürekli, kilitli karşı-çekiş uygulayarak cerrahi ekibin işini kolaylaştırır ve operasyon alanındaki engelleri ortadan kaldırır.

Derin posterior fossa ekspozisyonu için yapılandırılan bu Anderson-Adson Otomatik Serebellar Ekartör modeli, 19 cm toplam uzunluğa ve alet kollarının hasta konturlarına düz bir şekilde oturmasını sağlayan açılı gövde geometrisine sahiptir. Çalışma uçları, kalın fasya içine kaymadan güvenli bir şekilde gömülen entegre 13.0 mm derinlik profilili 4x4 sivri dişlerden oluşur. Mekanik parmak halkalı kilit mekanizması, ağır doku gerilimi altında kilitli kalan hassas açılma ayarları yapılmasına olanak tanır.

Parlamayı önleyici saten mat kaplamalı tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülmüş olan Retractor Maker, Anderson-Adson Otomatik Serebellar Ekartörü katı klinik toleranslara göre üreterek pürüzsüz kilit kavrama, yüksek korozyon direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest