



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Heiss Yara Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Heiss Yara Ekartörü

SKU RM-HWR-1

\$94 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
5×5 Dişli Form — 10×10 mm veya 15×10 mm (Keskin / Künt)	RM-HWR-1-1	\$94
6×6 Dişli Yapı — 10×10 mm veya 15×10 mm (Keskin / Künt)	RM-HWR-1-2	\$99

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Heiss Yara Ekartörü, yüzeysel cerrahi müdahaleler sırasında güvenilir, eller serbest yara kenarı ayrımı ve stabil doku maruziyeti sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış vazgeçilmez bir minör cerrahi ekartördür. Karşılıklı doku marjlarını hassas kalibre edilmiş çok dişli bıçaklarla sabitleyerek, hassas operasyon bölgelerinde statik ve net bir görüş alanı sağlarken cerrahi asistanların yükünü hafifletir.

Mikro-anatomik erişim için tasarlanan Heiss Yara Ekartörü, 10.8 cm'lik kompakt gövde yapısını korurken geniş özelleştirme seçenekleri sunar. Cerrahlar, ekartörü sert fibröz doku tutuşu için keskin uçlu veya lokal yumuşak doku travmasını önlemek için künt uçlu olarak; 5×5 diş yapısı (\$94) veya yoğun 6×6 diş yapısı (\$99) ile yapılandırabilirler. 10.0 mm × 10.0 mm ve 15.0 mm × 10.0 mm çalışma derinliklerine sahip olan hassas mekanik ayar vidası, karşı direnç altında kayma yapmadan kilitli kalan yumuşak ve mikro artışı bir açılma sağlar.

Yansıma yapmayan saten mat yüzeyli, birinci sınıf medikal sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Heiss Yara Ekartörü, Retractor Maker tarafından tekrarlanan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretilmiştir; plastik, el ve genel cerrahi kliniklerine uzun ömürlü klinik hassasiyet sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest