



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador com Aspiração Gerbault Tebbett's

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador com Aspiração Gerbault Tebbett's

SKU RM-GTSR-1

\$209 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
14 cm — Afastador com aspiração	RM-GTSR-1-1	\$194
18 cm — Afastador de Aspiração — Padrão	RM-GTSR-1-2	\$209
Configuração com Sucção Dupla & Fibra Óptica — Afastador com ponta de 3 furos, linha de sucção e feixe de fibra óptica	RM-GTSR-1-3	\$209

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador com Aspiração Gerbault Tebbett's é um instrumento cirúrgico premium para rinoplastia e reconstrução facial, projetado especificamente para proporcionar elevação superior do retalho dorsal, evacuação contínua de fumaça/fluidos e visualização intraoperatória sem sombras. Desenvolvido de acordo com as técnicas modernas de preservação e rinoplastia estruturada, este instrumento limpa sangue e fluidos de irrigação instantaneamente, dispensando o uso de uma cânula de aspiração secundária.

Construído para linhas de visão operatória desobstruídas em abóbadas nasais confinadas, este modelo do Afastador com Aspiração Gerbault Tebbett's apresenta um design de ponta exclusivo com três orifícios que aspira fluidos com eficiência, evitando o aprisionamento de tecidos moles ou a oclusão da mucosa. Os cirurgiões podem configurar o instrumento em duas opções funcionais: um layout padrão de Apenas Aspiração com conector universal para tubos, ou um Layout de Aspiração Dupla e Fibra Óptica (\$209) que combina o canal de aspiração integrado com caminhos de fibra óptica de alta transmissão para iluminação simultânea da cavidade e limpeza de fluidos.

Fabricado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico e fibras de vidro óptico de alta transmissão com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fornece o

Afastador com Aspiração Gerbault Tebbett's não estéril e totalmente autoclavável em embalagem protetora, oferecendo a centros de cirurgia plástica, otorrinolaringologia e reconstrutiva precisão clínica inabalável e durabilidade óptica.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)