



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Holzimer 自動開創器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Holzimer 自動開創器

SKU RM-HSRR-4IN-1

\$49 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Holzimer 自動開創器 — 4" (10 cm) length, 4×4 outward prongs (鋭または鈍)	RM-HSRR-4IN-1-1	\$49

製品詳細

Holzimer 自動開創器は、体表に近い手術において確実なハンズフリーの創縁分離と安定した組織露出を提供するために特別に設計された、小手術に不可欠な開創器です。極めてコンパクトな設計により、外科医は創縁を確実に固定でき、助手の手を煩わせることなく、狭い術野での視認性を確保します。

限られた術野に適合する省スペースな形状で構成されたこの Holzimer 自動開創器モデルは、全長 4 inches (10 cm, \$49) です。ワーキングエンドには、皮膚境界部や浅筋膜層の裏側にしっかりと引っ掛かるように設計された4×4の外向きに湾曲した爪レイアウトを備えています。執刀医は、強固な線維組織の把握には鋭 (Sharp) チップ、繊細な神経血管構造の保護には鈍 (Blunt) チップを選択して器具をカスタマイズできます。統合された精密なサムスクリュー駆動により、滑らかで微調整可能なアーム展開が可能で、偶発的な滑りを防ぎ、対抗牽引下でもロック状態を維持します。

反射を抑えたサテンマット仕上げのプレミアム医療グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造されており、Retractor Maker は Holzimer 自動開創器を繰り返しの高圧蒸気滅菌（オートクレーブ）サイクルに耐えられるよう製造しています。形成外科、手外科、および一般外科のクリニックに、揺るぎない構造的安定性、耐食性、および臨床的な長寿命を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest