



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Mastoides Jansen

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Mastoides Jansen

SKU RM-JMR-1

\$69 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
3"	RM-JMR-1-1	\$69
3 ¼"	RM-JMR-1-2	\$74
3 ⅝"	RM-JMR-1-3	\$79
4"	RM-JMR-1-4	\$84
4 ¼"	RM-JMR-1-5	\$89
4 ½"	RM-JMR-1-6	\$94

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Mastoides Jansen es un retractor quirúrgico autorretentivo de renombre internacional, diseñado específicamente para proporcionar una retracción estable y manos libres de tejidos blandos y periostio en campos otológicos, de cuero cabelludo y microquirúrgicos confinados. Diseñado con valvas multipunta curvadas hacia afuera, este instrumento mantiene abiertos los márgenes de la herida posauricular bajo una tensión mecánica calibrada, eliminando la fatiga manual del asistente durante el fresado mastoideo delicado.

Construida para una adaptabilidad procedimental completa, esta serie de Separador Mastoides Jansen es altamente personalizable en seis longitudes totales: 3" (\$69), 3 ¼" (\$74), 3 ⅝" (\$79), 4" (\$84), 4 ¼" (\$89) y 4 ½" (\$94). Los cirujanos pueden seleccionar entre matrices de 3×3 o 4×4 puntas en versiones Agudas para un agarre fascial firme o Romas para prevenir traumatismos tisulares locales, todas estandarizadas a una profundidad funcional de 8 mm. El instrumento ofrece configuraciones de apertura que incluyen valvas de 15 mm × 70 mm de apertura o valvas de 20 mm × 64 mm de apertura, accionadas por un mecanismo de bloqueo

de tornillo micrométrico.

Fabricado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado satinado mate sin reflejos, Retractor Maker produce el Separador Mastoides Jansen bajo estrictas tolerancias clínicas, ofreciendo una alta resistencia a la corrosión, un bloqueo mecánico suave y durabilidad total en autoclave para salas de otorrinolaringología y neurocirugía en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest