



# RETRACTOR MAKER

## FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Pie y Tobillo de Perfil Bajo

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Separador de Pie y Tobillo de Perfil Bajo

**SKU** RM-LPFAR-1

**\$84 USD**

### TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

| TAMAÑO / OPCIÓN | SKU / DETALLES | PRECIO (USD) |
|-----------------|----------------|--------------|
| 7.5 inches      | RM-LPFAR-1-1   | \$84         |
| 8.75 inches     | RM-LPFAR-1-2   | \$89         |

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Pie y Tobillo de Perfil Bajo es un instrumento quirúrgico ortopédico indispensable, diseñado específicamente para proporcionar una palanca ósea confiable y desplazamiento de tejidos blandos en espacios articulares estrechos de pie y tobillo. Diseñado con un vástago de perfil bajo, este instrumento permite a los cirujanos trabajar cómodamente en campos quirúrgicos confinados sin que los cuerpos voluminosos del separador obstruyan los taladros, tornillos o el acceso de imágenes fluoroscópicas.

Fabricado para adaptarse a diversas profundidades de tejido, la serie de Separadores de Pie y Tobillo de Perfil Bajo se ofrece en dos longitudes totales: 7.5 pulgadas (19.05 cm, \$84) para procedimientos de antepié y mediopié, y 8.75 pulgadas (22.22 cm, \$89) para exposiciones más profundas del retropié y la articulación del tobillo. Fabricado artesanalmente con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el instrumento ofrece perfiles de hoja estructural en configuraciones tanto rectas como curvas (bent) para adaptarse a bordes óseos complejos. Su punta contorneada se asienta de forma segura detrás del hueso cortical, mientras que el mango ergonómico ofrece una contratracción manual constante.

Forjado con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker produce el Separador de Pie y Tobillo de Perfil Bajo para resistir altos torques ortopédicos y ciclos repetidos de autoclave hospitalario, proporcionando a los especialistas en podología, trauma y ortopedia de pie y tobillo en todo el mundo una durabilidad clínica inquebrantable y precisión quirúrgica.



# GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

## CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Sitios web

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

## SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest