



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Система ретрактора Bookwalter IMA

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Система ретрактора Bookwalter IMA

SKU RM-BIRS-1

\$1,499 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Вертикальная удлинительная штанга	12" (30 cm)
1	Муфта стойки	Стандартная
1	Горизонтальная штанга	Стандартная
2	Храповой механизм IMA	Микроповорот (<1 мм)
1	Перекладина IMA	12" (30 cm)
2	Зеркала ретрактора IMA	Стандартный профиль IMA
1	Стерилизационный короб	Защитный кейс

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Система ретрактора Bookwalter IMA представляет собой систему ретрактора с креплением к столу, предназначенную для обеспечения бережной и контролируемой элевации грудной стенки во время процедур забора внутренней грудной артерии (IMA). Система Bookwalter IMA собирается из вертикальной удлинительной штанги 12" (30 cm), муфты стойки и горизонтальной штанги, которые вместе создают стабильный опорный каркас, прикрепленный к операционному столу.

Перекладина IMA 12" (30 cm) перекрывает рабочую зону и несет на себе два храповых механизма IMA с микрорегулировкой поворота менее чем на 1 мм на шаг. Поскольку каждый храповик регулируется независимо, два входящих в комплект зеркала ретрактора IMA можно поднимать или опускать отдельно для достижения степени элевации грудной стенки, необходимой с каждой стороны.

Все компоненты изготовлены из немагнитной хирургической нержавеющей стали и поставляются в специальном стерилизационном коробе для организованного хранения и обработки. Система является многоразовой и полностью автоклавируемой.

Система ретрактора Bookwalter IMA поставляется нестерильной и перед использованием должна быть очищена и стерилизована в соответствии с утвержденными процедурами медицинского учреждения. Retractor Maker производит систему в Сиалкоте, Пакистан, и поставляет ее напрямую в больницы, хирургам и дистрибьюторам.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest