



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

腔側壁開創器 (Lateral Wall Vaginal Retractor)

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



腔側壁開創器 (Lateral Wall Vaginal Retractor)

SKU RM-LWVR-1

\$109 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
23 cm	RM-LWVR-1-1	\$109
26 cm	RM-LWVR-1-2	\$114
28 cm	RM-LWVR-1-3	\$119

製品詳細

Lateral Wall Vaginal Retractorは、冗長な腔側壁組織が術野へ脱出するのを防ぐために特別に設計された、婦人科および泌尿婦人科手術における不可欠な鋼製小物です。標準的な腔鏡内での併用、または独立した開創器として使用することで、腔円蓋側方を的確に拡張し、複雑な骨盤再建術において子宮頸部および腔円蓋への遮るもののない視野を確立します。

あらゆる術式への適応性を考慮し、このLateral Wall Vaginal Retractorシリーズは最高級のドイツ製サージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製作されています。全長は23 cm (\$109)、26 cm (\$114)、28 cm (\$119)の3種類から選択でき、ブレードサイズは腔の深さに合わせて63.5 mmから114 mmまで対応可能です。仕上げは、標準的な鏡面仕上げの「プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）」と、電気手術時の安全性を高める非導電性ダイエレクトリックコーティングを施した「絶縁仕様」の2種類を用意しています。また、中央部の器具干渉を最適化するため、クローズドシャンクとオープンシャンクのバリエーションを選択できます。

Retractor Makerは厳格な臨床基準に従って製造しており、繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えうる耐久性、耐食性、および完全な臨床的信頼性を、世界中の産婦人科・骨盤外科センターに提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest