



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Нервный ретрактор Hoer

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Нервный ретрактор Ноеп

SKU RM-HNR-22-1

\$24 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Нервный ретрактор Ноеп	Общая длина 22 см, изогнутый атравматичный наконечник	\$24
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$24

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Нервный ретрактор Ноеп — это признанный во всем мире нейрохирургический и спинальный инструмент, разработанный специально для безопасного атравматичного смещения нервных корешков и дурального мешка во время процедур декомпрессии позвоночника. Благодаря ультрагладкому изогнутому дистальному кончику этот ретрактор позволяет хирургу аккуратно мобилизовать и защищать деликатные нервные волокна, не вызывая локальной тракционной нейропраксии или разрывов твердой мозговой оболочки.

Данная конфигурация ретрактора Ноеп общей длиной 22 см разработана для манипуляций в глубоких операционных коридорах. Изготовленный вручную из высококачественной хирургической немецкой нержавеющей стали, обеспечивающей абсолютную коррозионную стойкость и долговечность, его тонкий сбалансированный стержень гарантирует хирургу высокую тактильную чувствительность. Эргономичная рукоятка с накаткой обеспечивает надежный контроль кончиками пальцев при работе под операционным микроскопом с большим увеличением.

Изготовленный со строгими клиническими допусками и имеющий антибликовое сатиновое покрытие, Retractor Maker поставляет нервный ретрактор Ноеп в нестерильном виде в защитной упаковке. Инструмент полностью автоклавируем и обеспечивает нейрохирургам и спинальным специалистам по всему миру непревзойденный контроль при микродиссекции и клиническую надежность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest