



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Williams Discectomy Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Williams Dissectomy Retractor

SKU RM-WDR-1

\$94 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
50 mm × 20 mm (左 または 右)	RM-WDR-1-1	\$94
70 mm × 20 mm (左用または右用)	RM-WDR-1-2	\$99

製品詳細

Williams Dissectomy Retractorは、腰椎椎間板切除術において椎間腔への視界を妨げないマイクロコリドーを確保・維持するために設計された精密な脊椎外科用開創器です。ベヨネット形状のブレードシャंक設計を採用することで、助手の手やハンドル部が顕微鏡の視界から完全に外れるよう配慮されており、術野の視認性を最大限に高めます。

傍脊柱組織の確実な保持に特化した本モデルは、全長18 cmのリーチを備えています。ブレードサイズは50 mm × 20 mm（\$94）と、より深い術野に対応する70 mm × 20 mm（\$99）の2種類から選択可能です。また、片側性のアプローチに合わせて左用・右用の方向指定も可能です。遠位の鋸歯状チップは椎弓縁や関節包にしっかりと固定され、深部の神経管除圧中の偶発的な組織の滑脱を防止します。

Retractor Makerは、本製品を最プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から製造し、光の反射を抑えたサテンマット仕上げを施しています。厳格な臨床的許容誤差に基づいて製造されたWilliams Dissectomy Retractorは、高い耐食性と優れた構造的剛性を備え、世界中の脊椎外科センターで求められるオートクレーブ耐久性を完全に満たしています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest