



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Costal Morse

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Costal Morse

SKU RM-MRS-SERIES-1

\$239 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Opção A — 22 × 27 mm / 200 mm Spread	RM-MRS-SERIES-1-A	\$239
Opção B — 30 × 28 mm / 210 mm Abertura	RM-MRS-SERIES-1-B	\$259
Opção C — 42 × 28 mm / 210 mm Abertura	RM-MRS-SERIES-1-C	\$279
Opção D — 55 × 28 mm / 210 mm Abertura	RM-MRS-SERIES-1-D	\$299

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Costal Morse é um retrator cirúrgico torácico avançado, projetado especificamente para fornecer separação intercostal versátil e não traumática e exposição da parede torácica durante toracotomia aberta. Projetado com um trilho guia deslizante paralelo ultraleve e lâminas móveis multiposicionais, este instrumento permite que os cirurgiões ajustem a orientação das lâminas dinamicamente ao longo da curvatura da costela, distribuindo as forças de distração uniformemente para eliminar o estresse ósseo focal e fraturas costais.

Construído para fornecer a máxima flexibilidade clínica enquanto minimiza o peso total do instrumento, o inventário deste Afastador Costal Morse escala em quatro configurações exclusivas de dimensionamento de lâminas móveis: Opção A (\$239) apresenta lâminas laterais de 22 mm × 27 mm com abertura máxima de 200 mm; Opção B (\$259) apresenta lâminas de 30 mm × 28 mm com abertura máxima de 210 mm; Opção C (\$279) apresenta lâminas de 42 mm × 28 mm com abertura máxima de 210 mm; e Opção D (\$299) apresenta lâminas de 55 mm × 28 mm com abertura máxima de 210 mm. O sistema monta quatro lâminas anguladas móveis (duas por haste), fixadas por uma trava de parafuso giratório integrada que torna a estrutura rígida para

diminuir a fadiga manual.

Fabricado com lâminas de Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) e braços de alumínio anodizado de alta resistência, a Retractor Maker produz o Afastador Costal Morse para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, fornecendo a centros cardiotorácicos, centros de trauma e clínicas de cirurgia pulmonar em todo o mundo durabilidade incomparável, resistência à corrosão e total confiabilidade em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest