



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Sternberg Double Ended Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Sternberg Double Ended Retractor

SKU RM-SDER-1

\$24 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
14 cm Standard — U-förmige gegenüberliegende Drahtenden	RM-SDER-1-1	\$24
37 cm Macro-Reach — U-förmige, gegenüberliegende Drahtenden	RM-SDER-1-2	\$34

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Sternberg Double Ended Retractor ist ein essenzieller Wundhaken für die Oral-, Zahn- und Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, der speziell für die sichere, atraumatische Verdrängung von Wangen, Lippen und Mundschleimhaut bei intraoralen Eingriffen entwickelt wurde. Durch das offene Drahtrahmendesign schützt dieses Instrument empfindliche Lippenkommissuren und bukkale Gewebeebenen vor zahnärztlichen Bohrern und Skalpellen, ohne das Operationsfeld einzuschränken.

Die Sternberg Double Ended Retractor Serie bietet maximale Langlebigkeit inklusive lebenslanger Garantie auf Materialfehler und Rost. Sie ist in zwei Varianten erhältlich: Eine 14 cm Standard-Drahtrahmenkonstruktion (\$24) für die allgemeine Oralchirurgie und eine verlängerte 37 cm Macro-Reach-Option (\$34) für den tiefen pharyngealen und transoralen Zugang. Das aus hochwertigem deutschem OP-Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) handgefertigte Instrument verfügt über ein asymmetrisches, doppelendiges Design mit entgegengesetzten U-förmigen Enden und glatt abgerundeten Kanten, um Quetschungen der Schleimhaut zu vermeiden.

Retractor Maker fertigt den Sternberg Double Ended Retractor mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, das wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Damit bietet er Oralchirurgie-Zentren, Zahnkliniken und Praxen für Gesichtschirurgie weltweit höchste Korrosionsbeständigkeit, strukturelle Belastbarkeit und vollständige Sterilisationsbeständigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest