



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Glenoid Kondil Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Glenoid Kondil Ekartörü

SKU RM-GCR-7-1

\$44 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Glenoid Kondil Ekartörü	7" (17.8 cm) toplam uzunluk, konturlu kanca ucu — 1	\$44
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı — 1	\$44

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Glenoid Kondil Ekartörü, omuz ve kondiller eklem boşluklarının rekonstrüktif prosedürleri sırasında güvenilir kemik kaldırıcı ve yumuşak doku deplasmanı sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış özel bir el tipi ortopedik alettir. Anatomik kanca gagası ile tasarlanan bu alet, cerrahların kemikli artiküler kenarları temiz bir şekilde sarmasına ve periosteal katmanları ezmeden eklem kapsüllerini hedef kemikten uzaklaştırmasına olanak tanır.

Çevik eklem boşluğu ekstraksiyonu için üretilen bu Glenoid Kondil Ekartörü konfigürasyonu, yüksek el becerisini korurken optimum mekanik avantaj sağlayan standart bir 7 inç (17.8 cm) toplam uzunluğa (\$44) sahiptir. Çalışma ucu, eklem hazırlığı sırasında kazara kaymayı önleyen, glenoid kenar veya femoral kondiller üzerine güvenli bir şekilde oturacak şekilde konturlanmış pürüzsüz, cilalı kenarlara sahiptir. Ergonomik düz sapı, cerrahi asistanlara saatler süren prosedürler boyunca sabit ve yorulmadan manuel kaldırma gücü sağlar.

Yansıma yapmayan saten mat yüzeyli birinci sınıf cerrahi sınıf Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, ağır ortopedik torka ve tekrarlanan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde Glenoid Kondil Ekartörü üretir; bu sayede dünya çapındaki spor hekimliği ve eklem rekonstrüksiyon ekiplerine sarsılmaz klinik dayanıklılık ve performans sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest