



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur d'échancrure intercondylienne Engh

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur d'échancrure int ercondylienne Engh

SKU RM-EINR-1

\$79 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Engh Intercondylar Notch Retractor	Longueur 8 ⅞" (206.4 mm), pointe 2.25"	\$79
Étui / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$79

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur d'échancrure intercondylienne Engh est un écarteur chirurgical orthopédique pour le genou, conçu spécifiquement pour offrir une exposition dégagée de l'échancrure intercondylienne et du fémur distal lors de l'arthroplastie totale du genou. Conçu pour s'appuyer fermement dans l'échancrure fémorale, cet instrument permet aux chirurgiens de préparer les surfaces osseuses, de réaliser des résections de l'échancrure et de protéger le ligament croisé postérieur (LCP) des lames de scie oscillantes.

Conçu pour l'extraction de l'articulation du genou chez l'adulte et la préparation osseuse de précision, ce modèle d'écarteur d'échancrure intercondylienne Engh présente une longueur totale d'outil de 8 ⅞ inches (206.4 mm, \$79). Sa partie active intègre un bec profilé dédié de 2.25-inch (57.1 mm) qui s'accroche solidement à l'intérieur de l'échancrure, fournissant une contre-traction mécanique stable sur les tissus mous environnants. Son manche ergonomique robuste assure un contrôle antidérapant et un effet de levier maximal pendant la manipulation de l'articulation.

Forgé à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), Retractor Maker fabrique l'écarteur d'échancrure intercondylienne Engh pour résister au couple orthopédique élevé et aux cycles répétés d'autoclave hospitalier, offrant aux équipes de reconstruction du genou et de remplacement articulaire une durabilité clinique inébranlable.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest