



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Deep Gelpi Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Deep Gelpi Retractor

SKU RM-DGR-SERIES-1

\$68 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
3 ½" – 4 ½" — Spitz, Stumpf, Abgewinkelt spitz, 90°, Rechtwinklig — Oberflächliche Kleineingriffe, Handchirurgie und Pädiatrie-Exposition	RM-DGR-SERIES-1-1	\$68
5 ½" – 6 ¾" — Scharf, stumpf, abgewinkelt scharf, 90°, rechtwinklig — Mittlerer Weichteil-, Plastik- und Zervikalzugang	RM-DGR-SERIES-1-2	\$74
7 ½" – 7 ¾" — Scharf, Stumpf, Abgewinkelt Scharf, 90°, Rechtwinklig — Standard Lendenwirbelsäulen-Laminektomie und Gelenkretraktion	RM-DGR-SERIES-1-3	\$84
9 ¼" – 12" — Scharf, Stumpf, Abgewinkelt Scharf, 90°, Rechtwinklig — Tiefes Becken, bariatrische Chirurgie und mehrstufige Spondylodese	RM-DGR-SERIES-1-4	\$94

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Deep Gelpi Retractor ist ein essenzielles, selbsthaltendes chirurgisches Instrument, das speziell für die zuverlässige Geweberetraktion in unterschiedlichen Tiefen verschiedenster Fachdisziplinen entwickelt wurde. Ausgestattet mit nach außen gebogenen Valven, die fest in den Wundrändern verankern, ermöglicht dieser Retractor einen weitreichenden operativen Zugang und verhindert die Ermüdung der chirurgischen Assistenz.

Die Deep Gelpi Retractor-Serie ist für jede anatomische Tiefe und jedes klinische Szenario ausgelegt und bietet eine umfangreiche Matrix an anpassbaren Optionen. Chirurgen können aus zehn Gesamtlängen wählen: 3 ½" (\$68), 4 ½" (\$72), 5 ½" (\$76), 6 ½" (\$74), 6 ¾" (\$80), 7 ½" (\$84), 7 ¾" (\$88), 9 ¼" (\$94), 11" (\$102) und 12" (\$109). Die Arbeitsenden und Arme sind in den Ausführungen Sharp Points (spitz), Blunt Points (stumpf), Angled Sharp Points (gewinkelt spitz), Angled 90 Degree (90° gewinkelt) und Right Angled Arms (rechtwinklig) verfügbar. Die präzise Fingerring-Sperre rastet unter Gewebebegegenspannung sicher ein.

Geschmiedet aus hochwertigem medizinischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexionsfreiem Satin-Finish, fertigt Retractor Maker den Deep Gelpi Retractor so, dass er wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Er bietet Operationssälen weltweit außergewöhnliche mechanische Steifigkeit, eine leichtgängige Sperre und lebenslange Haltbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest