



FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Talei Necklift Retractor Narrow “Le Petit Benetrator”

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Talei Necklift Retractor Narrow “Le Petit Benetrator”

SKU RM-TNR-9IN-1

\$159 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Talei Necklift Retractor Narrow “Le Petit Benetrator”	Longitud total de 9” (22.86 cm), hoja curva ultradelgada, mango plano	\$159
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$159

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Talei Necklift Retractor Narrow “Le Petit Benetrator” es un separador avanzado para cirugía plástica estética, diseñado específicamente para proporcionar una elevación segura y amplia de los tejidos blandos y una exposición visual precisa durante procedimientos de estiramiento cervical de plano profundo, platismoplastia y submentoplastia. Diseñado con un perfil de hoja curvo y ultradelgado, este instrumento permite a los cirujanos navegar por túneles submentonarios estrechos de forma limpia, elevando el músculo platisma y el colgajo de piel cervical sin comprimir la rama mandibular marginal o cervical del nervio facial.

Construido para un control manual delicado en espacios cervicales profundos, esta configuración del Talei Necklift Retractor Narrow “Le Petit Benetrator” presenta una longitud total de 9 pulgadas (22.86 cm, \$159). Forjado a mano en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), su hoja estrecha de contorno suave sostiene los colgajos de tejido de forma atraumática, evitando la desvascularización dérmica localizada. El mango ergonómico equilibrado proporciona a los asistentes quirúrgicos una palanca manual constante, reduciendo la fatiga de la mano durante procedimientos de rejuvenecimiento facial de larga duración.

Fabricado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker produce el Talei Necklift Retractor Narrow “Le Petit Benetrator” para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, ofreciendo una estabilidad mecánica excepcional, resistencia a la corrosión y durabilidad completa en autoclave para quirófanos de cirugía plástica facial y clínicas estéticas en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest