



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Goelet

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Goelet

SKU RM-GLR-185-1

\$44 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur Goelet	Longueur 18.5 cm, lames à double extrémité 38 mm & 45 mm — 1	\$44
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel — 1	\$44

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Goelet est un instrument chirurgical à double extrémité polyvalent, spécifiquement conçu pour offrir une exposition fiable et atraumatique des tissus mous et des berges de plaies lors d'opérations mineures en chirurgie générale, orthopédique et plastique. Doté de lames courbes à bout arrondi sur ses deux extrémités de travail, cet instrument permet aux assistants chirurgicaux de rétracter les marges cutanées, les tissus sous-cutanés et les couches musculaires sans provoquer de nécrose de pression localisée ou de laceration tissulaire.

Conçu pour une adaptabilité peropératoire fluide, cette configuration standard de l'écarteur Goelet présente une longueur totale de 18.5 cm (\$44). Sa conception à double extrémité intègre deux largeurs de lames distinctes et asymétriques : une lame de 38 mm de large à une extrémité pour la rétraction d'incisions étroites et ciblées, et une lame de 45 mm de large à l'extrémité opposée pour une élévation musculaire plus large. Le manche central plein assure un contrôle manuel équilibré et une stabilité antidérapante lors d'expositions chirurgicales prolongées.

Forgé à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition satinée mate anti-reflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur Goelet pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux centres de chirurgie ambulatoire, aux unités de traumatologie et aux blocs opératoires du monde entier une résistance exceptionnelle à la corrosion, une rigidité structurelle et une durabilité totale en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest