



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Mayo-Collins Wundhaken-Set (2er-Pack)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Mayo-Collins Wundhaken-Set (2er-Pack)

SKU RM-MCR-SET-1

\$49 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Standard — 5 7/8 in, doppelendige Blätter	RM-MCR-SET-1-1	\$49

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Mayo-Collins Retractor-Set of Two ist ein unverzichtbares, paariges Instrumentenset, das speziell für die zuverlässige Wundrand- und Weichteilretraktion in verschiedenen Tiefen bei allgemeinen, orthopädischen und plastisch-chirurgischen Eingriffen entwickelt wurde. Ausgestattet mit kontrastierenden rechtwinkligen Blättern an gegenüberliegenden Enden, ermöglichen diese Wundhaken dem OP-Team einen mühelosen Übergang zwischen der oberflächlichen subkutanen Geweberetraktion und der tieferen Faszienanhebung.

Konzipiert in einem Standardprofil für eine kontrollierte Gewebeverdrängung, bietet dieses Mayo-Collins Retractor-Set of Two eine Gesamtlänge von 15,3 cm (\$49). Handgefertigt aus erstklassigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), um Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit im aktiven Einsatz zu garantieren, verfügt jeder Wundhaken über ein massives rechtwinkliges Blatt an einem Ende und ein gefenstertes Blatt am gegenüberliegenden Ende, das freie Sichtlinien ermöglicht. Der zentrale Flachgriff bietet dem Assistenten eine stabile, rutschfeste manuelle Kontrolle.

Gefertigt mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, stellt Retractor Maker das Mayo-Collins Retractor-Set of Two so her, dass es wiederholten Sterilisationszyklen standhält. Es bietet hohe Korrosionsbeständigkeit, unverwüsthliche strukturelle Steifigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit für Operationssäle, Trauma-Stationen und ambulante chirurgische Zentren weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest