



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Sheen Nasal Retractor Angled

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Sheen Nasal Retractor Angled

SKU RM-SNRA-65-1

\$49 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Sheen Nasal Retractor Angled	6 ½" (165 mm) toplam uzunluk, 10 mm yekpare bıçak, açılı gövde	\$49
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$49

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Sheen Nasal Retractor Angled, nazal cilt zarfının ve alt lateral kıkırdakların güvenli, atravmatik elevasyonunu sağlamak için özel olarak tasarlanmış uzman bir el tipi rinoplasti ve fasiyal plastik cerrahi aletidir. Anatomik açılı shaftı ile tasarlanan bu enstrüman, asistanın elini cerrahi eksenden güvenli bir şekilde uzaklaştırarak cerrahın nazal dorsum boyunca engelsiz bir görüş hattı sürdürmesine olanak tanır.

Paslanmaya karşı ömür boyu garanti sunarken sık otoklav sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretilen bu Sheen Nasal Retractor Angled konfigürasyonu, 6 ½ inches (165 mm, \$49) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen 10 mm genişliğindeki çalışma bıçağı, mukozal yırtıkları veya dermal iskemiye önlemek için yuvarlatılmış, atravmatik kenarlarla şekillendirilmiş yekpare bir bıçak düzenine sahiptir. Sabit tek uçlu açılı gövdesi, karmaşık burun ucu ve tonoz şekillendirme işlemleri sırasında ameliyat asistanlarına sabit, yorulmadan manuel kaldırma sağlar.

Sertifikalı birinci sınıf ameliyathane sınıfı ekartör olarak sınıflandırılan Retractor Maker, Sheen Nasal Retractor Angled ürününü yansıma önleyici saten mat kaplama ile üreterek dünya çapındaki kozmetik, KBB ve fasiyal plastik cerrahi merkezleri için yüksek korozyon direnci, sarsılmaz yapısal sertlik ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest