



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Genişletilmiş Vasküler Lobster Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Genişletilmiş Vasküler Lobster Ekartör

SKU RM-EVLR-1

\$2,999 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
6	Lobster Ekartör Klempi	—
1	Dikey Direkli ve Çerçeve Kuplölü Lobster Masa Klempi	—
1	Lobster Menteşeli Uzatma Kolu	—
1	Lobster Çerçevesi	—
2	Lobster Mayo Döner Ekartör	2¾" x 2"
1	Lobster Mayo Döner Ekartör	3½" x 2"
1	Lobster Deaver Döner Ekartör	2¾" x 4½"
1	Lobster Harrington Sweetheart Ekartör	2" x 5"
1	Lobster Dövülebilir Döner Ekartör (Delikli)	2" x 6½"
1	Lobster Dövülebilir Döner Ekartör (Delikli)	3" x 6½"
1	Lobster Fence Döner Ekartör	4" x 6"
2	Lobster Renal Döner Ekartör	1" x 6"
1	Lobster Splanknik Döner Ekartör	2" x 4½"
1	Lobster Splanknik Döner Ekartör	2" x 6"

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Sterilizasyon Kutusu	—

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Genişletilmiş Vasküler Lobster Ekartör, karmaşık vasküler rekonstrüksiyonların zorlu görüntüleme gereksinimlerini karşılamak üzere mühendislik harikası olarak tasarlanmış, masaya monte edilen, kendinden sabitlenen bir ekartördür. Mafsallı menteşeli uzatma kolunu, rijit bir Lobster çerçevesi ve masa direği kuplörü ile birleştiren bu sistem, cerrahi asistan yorgunluğunu ortadan kaldırırken derin retroperitoneal alanlara eşsiz erişim sağlar.

Karmaşık aort ve periferik damar maruziyeti için tasarlanan Genişletilmiş Vasküler Lobster Ekartör konfigürasyonu, altı adet hızlı kilitlenen sürgülü klemp ve genişletilmiş 12 parçalı döner uç seti içerir. Set içerisinde; çift dar Renal uçlar, çoklu derin visseral Splanknik ekartörler, geniş koruyucu Fence uçlar, Harrington Sweethearts, Deaver, Mayo ve vasküler marjlara atravmatik olarak uyum sağlamak için 360 derece dönebilen bükülebilir delikli dövülebilir (malleable) ribbonlar bulunmaktadır.

Tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten ve parlama önleyici mat finişe sahip yüksek mukavemetli alaşımlardan imal edilen Retractor Maker, tam kapsamlı Genişletilmiş Vasküler Lobster Ekartör sistemini steril olmayan ve organize, dayanıklı bir sterilizasyon kutusu içinde tam otoklavlanabilir şekilde sunarak cerrahi ekiplere maksimum klinik çok yönlülük sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest