



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор Fukuda Kujat Style Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор Fukuda Kujat Style Retractor

SKU RM-FKSR-1

\$94 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Fukuda Kujat Style Retractor	Общая длина 9" (22.86 cm), широкое зубчатое лезвие, Т-образная рукоятка — 1	\$94
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка — 1	\$94

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор Fukuda Kujat Style Retractor — это специализированный ортопедический инструмент для плечевого сустава, разработанный специально для создания мощного, нескользкого рычага проксимального отдела плечевой кости при тотальной и реверсивной артропластике плеча. Конструкция ретрактора позволяет охватить заднюю часть головки плечевой кости и сместить ее кзади от края гленоида, предоставляя хирургической бригаде широкий, беспрепятственный обзор суставной впадины.

Данная конфигурация Fukuda Kujat Style Retractor общей длиной 9 дюймов (22.86 cm, \$94) создана для максимального ручного усилия и интраоперационного контроля. Его рабочая часть имеет широкий профиль с насечками, который прочно фиксируется на кортикальной кости и окружающих капсульных тканях, предотвращая случайное соскальзывание во время рассверливания и установки компонентов. Инструмент оснащен усиленной Т-образной рукояткой, которая дает ассистенту существенное механическое преимущество при тяге, снижая нагрузку на запястье и предплечье.

Изготовленный из высококачественной хирургической нержавеющей стали с безбликовым сатинированным покрытием, ретрактор Fukuda Kujat Style Retractor от Retractor Maker выдерживает огромный крутящий момент, характерный для ортопедии, и многократные циклы автоклавирувания,

обеспечивая бригадам по реконструкции плечевого сустава и травматологам во всем мире клиническую надежность и точность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest