



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Rama Medial de Hargis

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Rama Medial de Hargis

SKU RM-HMRR-1

\$59 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Orientación hacia el lado izquierdo — 7 ¾" (19.7 cm)	RM-HMRR-1-1	\$59
Orientación lado derecho — 7 ¾" (19.7 cm)	RM-HMRR-1-2	\$59

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Rama Medial de Hargis es un retractor quirúrgico especializado para ortognática, diseñado específicamente para proporcionar un acceso seguro y sin obstrucciones a la superficie medial de la rama ascendente mandibular. Diseñado para deslizarse suavemente entre la corteza de la rama medial y el músculo pterigoideo medial, este instrumento protege el nervio, la arteria y la vena alveolar inferior por encima del foramen mandibular durante los cortes de osteotomía horizontal.

Construido para adaptarse a abordajes quirúrgicos bilaterales, el Separador de Rama Medial de Hargis ofrece una longitud total fija de 7 ¾ pulgadas (19.7 cm, \$59). El instrumento se fabrica en dos formas anatómicas espejadas seleccionables desde el menú: una variante orientada hacia la izquierda y una variante orientada hacia la derecha. La punta de la hoja curva y atraumática se envuelve firmemente alrededor del borde posterior y medial de la rama, evitando el deslizamiento del tejido mientras mantiene las manos del asistente quirúrgico fuera de la línea de visión operativa.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker fabrica el Separador de Rama Medial de Hargis para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a los cirujanos orales, maxilofaciales y reconstructivos faciales de todo el mundo una durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y confiabilidad clínica.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest