



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Holsher Nerve Root Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Holsher Nerve Root Retractor

SKU RM-HNRR-235-1

\$44 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Holsher Nerve Root Retractor	23.5 cm toplam uzunluk, geniş aşağı yönlü künt bıçak	\$44
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$44

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Holsher Nerve Root Retractor, posterior spinal dekompresyonlar sırasında hassas sinir köklerinin ve tekkel sakın güvenli, atravmatik mobilizasyonu ve korunması için özel olarak tasarlanmış bir nöroşirürji ve spinal ekartördür. Uzatılmış ince shaftı sayesinde bu alet, cerrahın ellerini mikroskopik görüş alanının dışında tutarken interlaminer boşluğa derin erişim sağlar.

Hassas diskektomilerde kullanım için hassas bir şekilde üretilen bu özel Holsher Nerve Root Retractor konfigürasyonu, 23.5 cm (\$44) toplam uzunluğa sahiptir. Çalışma ucu, sinir köklerini pürüzsüzce kavramak, cerrahi pencereye geri kaymalarını veya yüksek hızlı turlar ve ronjurlar nedeniyle yaralanmalarını önlemek için özel olarak geliştirilmiş aşağı yönlü, künt kenarlı geniş bir bıçak yapısına sahiptir. Geniş bıçak yüzeyi, fokal iskemik travmayı önlemek için karşı traksiyonu eşit şekilde dağıtır.

Yansıma önleyici saten mat kaplamalı tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten imal edilen Retractor Maker, Holsher Nerve Root Retractor ürününü steril olmayan ve koruyucu ambalaj içinde tamamen otoklavlanabilir şekilde sunarak dünya çapındaki spinal cerrahlara ve nöroşirürji ekiplerine olağanüstü dayanıklılık, korozyon direnci ve tam klinik güvenilirlik sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest