



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Sauerbruch Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Sauerbruch Retractor

SKU RM-SBR-9IN-1

\$69 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
$\frac{5}{8}$ " $\times$ 1 $\frac{3}{4}$ " (yaklaşık 16 $\times$ 44 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-1	\$69
2 $\frac{1}{8}$ " $\times$ $\frac{7}{8}$ " (approx. 54 $\times$ 22 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-2	\$69
$\frac{7}{8}$ " $\times$ 2 $\frac{1}{2}$ " (yaklaşık 22 $\times$ 64 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-3	\$69
$\frac{3}{4}$ " $\times$ 2 $\frac{7}{8}$ " (yaklaşık 19 $\times$ 73 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-4	\$69

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Sauerbruch Retractor, torasik, abdominal ve ortopedik prosedürler sırasında güvenilir, atravmatik yumuşak doku deplasmanı ve kas retraksiyonu sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış, uluslararası düzeyde tanınan bir derin kavite cerrahi ekartördür. Uzatılmış dik açılı bıçakla tasarlanan bu alet, cerrahi asistanların operasyon alanına kaymadan yoğun kas gövdeleri, fasya katmanları ve visseral duvarlar üzerinde sabit karşı çekiş (counter-traction) sürdürmesine olanak tanır.

Paslanma ve kusurlara karşı ömür boyu garanti sunarken sık otoklav sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretilen bu Sauerbruch Retractor, 9 inç (22.86 cm, \$69) sabit boyuna sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen alet, seçenek parametre menüsünden seçilebilen dört farklı bıçak boyutu sunar: $\frac{5}{8}$ " $\times$ 1 $\frac{3}{4}$ ", 2 $\frac{1}{8}$ " $\times$ $\frac{7}{8}$ ", $\frac{7}{8}$ " $\times$ 2 $\frac{1}{2}$ " ve $\frac{3}{4}$ " $\times$ 2 $\frac{7}{8}$ " genişliğinde dik açılı bıçak düzenleri. Pürüzsüz ve yuvarlatılmış bıçak kenarları lokalize iskemik basınç travmasını önlerken, ergonomik yassı sap yorulmadan manuel kaldıraç gücü sağlar.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Sauerbruch Retractor'ı ağır mekanik yüklere ve tekrarlanan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üreterek dünya çapındaki genel cerrahi, torasik ve travma ameliyathaneleri için yüksek korozyon direnci, esnemez yapısal sertlik ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest