



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Obwegeser Mandibular Rim Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Obwegeser Mandibular Rim Retractor

SKU RM-OMRR-20-1

\$49 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Obwegeser Mandibular Rim Retractor	20 cm Gesamtlänge, gebogenes Hakenblatt für den Unterkieferrand	\$49
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$49

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Obwegeser Mandibular Rim Retractor ist ein essenzielles Instrument für die orale, maxillofaziale und rekonstruktive Chirurgie. Er wurde speziell entwickelt, um Weichgewebe entlang des Unterkieferrandes bei orthognathen Eingriffen sicher und atraumatisch zu verlagern. Durch das anatomisch geformte Blatt, das den unteren Knochenrand sicher umschließt, ermöglicht dieser Retraktor dem Chirurgen die Freilegung von Unterkieferwinkel und -körper, ohne Lazerationen des Weichgewebes zu riskieren.

Diese Konfiguration des Obwegeser Mandibular Rim Retractor verfügt über eine Gesamtlänge von 20 cm (\$49) für eine optimale intraorale Reichweite. Handgefertigt aus hochwertigem deutschem OP-Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), verfügt das Arbeitsende über eine gebogene Klinge, die den Mandibularkortex präzise umschließt. Dies schützt die Fazialgefäße und den Nervus marginalis mandibulae effektiv vor oszillierenden Sägen und Knochenbohrern. Der ergonomische Flachgriff bietet dem Assistenten eine stabile manuelle Gegenzugkontrolle und reduziert die Ermüdung der Hand bei mehrstündigen chirurgischen Eingriffen.

Retractor Maker fertigt den Obwegeser Mandibular Rim Retractor mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, um wiederholten Autoklavierzyklen standzuhalten. Er bietet Chirurgen weltweit außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit, strukturelle Steifigkeit und vollständige klinische Langlebigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest