



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Mathieu

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Mathieu

SKU RM-MTR-20-1

\$44 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
42 mm × 13 mm / 42 mm × 26 mm	RM-MTR-20-1-1	\$44
47 mm × 13 mm / 46 mm × 26 mm	RM-MTR-20-1-2	\$54

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Mathieu Retractor es un separador quirúrgico versátil de doble extremo, diseñado específicamente para proporcionar una retracción confiable de márgenes de heridas y tejidos blandos a múltiples profundidades durante procedimientos de cirugía general, plástica y ortopédica. Diseñado con dos geometrías de hoja bifurcada distintas en los extremos opuestos de un mango central, este instrumento permite a los equipos quirúrgicos realizar una transición sin esfuerzo entre la retracción de tejido subcutáneo superficial y la elevación de fascia profunda.

Construido para ofrecer versatilidad clínica en diferentes profundidades quirúrgicas, este Mathieu Retractor mantiene una longitud total uniforme de 20 cm (8 pulgadas). Fabricado artesanalmente con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el instrumento es personalizable en dos matrices de tamaño de hoja bifurcada: 42 mm × 13 mm / 42 mm × 26 mm (\$44) para campos estándar de tejidos blandos, y un perfil ampliado de 47 mm × 13 mm / 46 mm × 26 mm (\$54) para desplazamientos musculares más amplios. Los márgenes lisos y redondeados de las hojas previenen el trauma tisular, mientras que el mango central proporciona un agarre ergonómico que reduce la fatiga de los asistentes quirúrgicos.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflectante, Retractor Maker fabrica el Mathieu Retractor para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, ofreciendo una alta resistencia a la corrosión, rigidez estructural inquebrantable y durabilidad clínica completa para clínicas ambulatorias y quirófanos en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest