



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Flared Cobra Ekartörleri

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Flared Cobra Ekartörleri

SKU RM-FCR-15-1

\$69 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Sola Bakan — Tek Dişli, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-1	\$69
Sola Bakan — Çift Dişli, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-2	\$69
Sağa Bakan — Tek Dişli, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-3	\$69
Sağa Bakan — Çift Dişli, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-4	\$69

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Flared Cobra Ekartörleri, primer ve revizyon total kalça artroplastisi sırasında güçlü kemik kaldıracı ve geniş yumuşak doku retraksiyonu sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış uzmanlaşmış ortopedik cerrahi aletlerdir. Arkaya doğru pürüzsüzce kavislenen genişletilmiş bir bıçak başlığı ile tasarlanan bu ekartörler, cerrahi ekiplerin büyük gluteal ve uyluk kas kütlelerini kas kontüzyonuna neden olmadan eklem koridorundan uzaklaştırmasına olanak tanır.

Derin pelvik ve eklem açıklığı için üretilen bu Flared Cobra Ekartörleri serisi, asistanın ellerini cerrahi koridorun güvenle dışında tutan 15 inç (38 cm, \$69) birleşik toplam alet uzunluğuna sahiptir. Cerrahlar, aleti yönsel varyasyonlar (Sol veya Sağ yönelimli) ve odaklanmış kemik tutuşu için Tek Uçlu veya asetabular kenar boyunca dengeli çift noktali stabilite için Çift Uçlu dahil olmak üzere seçilebilir uç konfigürasyon profilleriyle özelleştirebilirler.

Yansıma yapmayan saten mat kaplamalı birinci sınıf cerrahi sınıf Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, Flared Cobra Ekartörlerini ağır mekanik yüklere ve tekrarlanan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretmekte, dünya çapındaki eklem rekonstrüksiyonu ve ortopedik travma ekiplerine sarsılmaz klinik dayanıklılık ve performans sunmaktadır.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest