



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор Koerte

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор Koerte

SKU RM-KTR-24-1

\$54 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Ретрактор Koerte	Размеры / детали: общая длина 24 см, 8 острых зубцов, кольцевая рукоятка с антискользящим кольцом · Количество: 1	\$54
Защитный чехол / коробка	Размеры / детали: индивидуальная транспортировочная упаковка · Количество: 1	\$54

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор Koerte представляет собой усиленный хирургический зубчатый ретрактор, специально разработанный для мощного и надежного разведения мягких тканей и мышечных слоев при обширных абдоминальных, торакальных и ортопедических вмешательствах. Благодаря широкой многозубчатой головке, этот инструмент позволяет ассистентам прикладывать постоянную равномерную контртягу вдоль широких фасциальных плоскостей и толстых мышечных слоев без соскальзывания.

Созданный для обеспечения максимальной экспозиции в глубоких операционных полях, данный ретрактор Koerte имеет общую длину 24 см (\$54). Инструмент изготовлен вручную из высококачественной немецкой хирургической стали; его рабочая часть оснащена 8 острыми зубцами, специально изогнутыми для надежного захвата плотных фиброзных тканей и массивных мышц. Конструкция рукоятки включает эргономичное кольцо для пальца со встроенным центральным антискользящим кольцом, что обеспечивает ассистенту превосходный рычаг и стабилизацию кисти.

Ретрактор Koerte от Retractor Maker имеет антибликовое сатинированное покрытие и рассчитан на высокие механические нагрузки и многократные циклы автоклавирования, обеспечивая отделениям общей хирургии, травматологии и торакальной хирургии исключительную долговечность и коррозионную

СТОЙКОСТЬ.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest